



KVK nummer: 62042556
BTW nummer: NL854612920B01

 Installationsanvisning
Baselift 6300


 Installasjonsveiledning
Baselift 6300

 Installation Instructions
Baselift 6300

 Montageanleitung
Baselift 6300

 Instructions d'installation
Baselift 6300




Baselift 6300





Teknisk data / Tekniske data / Technical data / Technische Daten / Données techniques


	Baselift 6300
	230/50Hz/5.0A
	mm / s
	mm
	kg
	/ 1h





(mm)






Vatten och avlopp / Vann og Kloakk / Water and Sewer / Wasserzu- u. Ablauf / Eau et égouts











1.1




1.2




1.3





1.4




1.5







1.6




1.7






1.9




1.10


1.10



1.11







1.12





D	C
560	30
565	35
570	40
575	45
580	50
585	55

1.13










1.14



1.15




1.16




2.1 Tillbehör / Tilbehør / Accessory / Zubehör / Accessoire

6260-005 + 6260-24000




2.2

Tillbehör / Tilbehør / Accessory / Zubehör / Accessoire
6260-005 + 6260-24000




2.3

Tillbehör / Tilbehør / Accessory / Zubehör / Accessoire
6260-005 + 6260-24000




2.4

Tillbehör / Tilbehør / Accessory / Zubehör / Accessoire
6260-005 + 6260-24000



2.5

Tillbehör / Tilbehør / Accessory / Zubehör / Accessoire




6260-005 + 6260-24000


3.1

Tillbehör / Tilbehør / Accessory /
Zubehör / Accessoire

6943-06



Etiketter / Etiketter / Labels / Etiketten / Étiquettes





Köket är specialutrustat
Küchen - Spezialkonstruktion
This kitchen is specially equipped
Före användning skall instruktionsbok läsas!
Vor Gebrauch unbedingt die Anleitung lesen!
Read instructions before use!



Maxlast
Max load
Max Zul Belastung

30 kg



SE Funktionsprov

Efter installation ska komplett funktionsprov med full last genomföras:

- * Provkör bänklyftaren upp och ner hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att bänken löper fritt utan hinder, klämrisker och missljud. Kontrollera att den står kvar i nedre respektive övre läge.
- * Kontrollera att inga kablar eller slangar kommer i kläm och att de är fixerade.
- * Kör bänken nedåt och kontrollera att klämlisten under bänkens framkant fungerar genom att trycka lätt på den. Bänken ska stanna omedelbart och vända uppåt för att frigge utrymme.

NO Funksjonstest

Etter installasjonen skal fullstendig funksjonsprøve med full last gjennomføres:

- * Prøvekjør løfteren opp og ned hele veien til respektive endeposisjoner. Kontroller at den går fritt uten hindringer og ulyder.
- * Kontroller at ingen kabler og slanger kommer i klem og at vann- og avløpsslang er fiksert.
- * Flytt benken nedover og sørg for at klemlisten under forsiden av benken fungerer ved å skyve den lett. Benken bør stoppe umiddelbart og vende oppover for å frigjøre plass.

EN Functional test

After installation a complete functional test with full load shall be made:

- * Run the worktop lift unit down and up all the way to respectively end position and make the following checks:
Check that it moves freely, without hindrance and jarring sounds.
Check that it stays in the lowest resp. top positions.
- * Check that no cables or hoses are jammed and that they are fixed.
- * Lower the worktop lift unit and check that the security strip under the aluminium frame works properly, by means of pressing lightly onto it. The worktop lift shall stop immediately.

DE Funktionsprüfung

Nach der Montage ist eine komplette Prüfung unter voller Last erforderlich:

- * Fahren Sie den Lift komplett Auf und Ab. Stellen Sie sicher, dass der Lift frei von Störgeräuschen und Klemmriskern läuft. Der Lift muss in der obersten und untersten Position selbstständig stoppen.
- * Stellen Sie sicher, dass sich alle Motoren gleichmäßig bewegen.
- * Schläuche und Kabel dürfen nicht eingeklemmt werden.
- * Bei Berührung der Klemmschutzleiste muss die Abwärtsbewegung sofort stoppen.

FR Essai de fonctionnement

Un essai de fonctionnement complet à pleine charge devra être réalisé, une fois l'installation terminée:

- * Tester l'élévateur de plan de travail dans les deux sens jusqu'à ses fins de course respectives. Vérifier qu'il se déplace librement, sans obstacles, ni risques d'écrasement ou bruits suspects. Vérifier qu'il s'immobilise dans ses positions haute et basse.
- * Vérifier qu'aucun câble ni flexible ne risque de se coincer.
- * Abaisser l'élévateur et contrôler que la bandelette de sécurité sous le bord avant du plan de travail fonctionne en appuyant légèrement dessus.
Le plan de travail doit s'arrêter immédiatement et remonter pour éviter tout écrasement.



HomeCare Innovation BV
Venkelbaan 22
Tel: 010 – 242 09 13
E-mail: info@homecareinnovation.nl
Website: www.homecareinnovation.nl